


## Informazioni per l'uso della nuova versione del software

Il prossimo 5 Aprile sarà rilasciata una nuova versione del software SAMEDA®, che presenterà alcune migliorie relative alle funzioni fornite ed alla velocità di utilizzo, sia per il personale clinico, sia per gli altri utenti.

La versione attuale non sarà più disponibile fin dal giorno 4 Aprile.

Per poter continuare ad impiegare l'applicazione web, sarà necessario collegarsi al sito [www.samedalife.com](http://www.samedalife.com) e selezionare, nel menù in alto a destra, l'opzione "Login", come mostrato nell'immagine seguente:



Con la nuova versione verrà introdotta anche una nuova applicazione per lo scaricamento dati. Se siete un possessore di un bracciale SAMEDA® LIFE®, dovrete scaricare la nuova applicazione, salvandola nella memoria del bracciale.

L'applicazione sarà scaricabile in **formato compresso** (.zip) e deve essere decompressa seguendo le istruzioni seguenti:

1. per prima cosa, inserite il vostro bracciale nella porta USB di un computer collegato ad Internet;
2. una volta che il bracciale è stato riconosciuto, scaricate l'applicazione, cliccando sul link [www.samedalife.com/download/STM.zip](http://www.samedalife.com/download/STM.zip);
3. per decomprimere l'applicazione:
  1. con un sistema **Windows** supportato (Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x o Windows 10) sarà sufficiente fare doppio click sulla cartella compressa appena scaricata e copiarne il contenuto nella memoria del bracciale;
  2. con un sistema **Mac OS X** sarà sufficiente fare doppio click sull'archivio compresso ed attendere che il contenuto venga decompresso nella stessa directory. Finito

questo processo, sarà necessario copiare o spostare i file estratti nella memoria del bracciale;

3. con un sistema **Linux**, sarà sufficiente fare doppio click sull'archivio compresso e copiarne il contenuto nella memoria del bracciale.

Ad esempio, partendo da un bracciale che inizialmente contiene:

Nome	Dimensione	Tipo
▶ data	1 oggetto	Cartella
Emergency data.pdf	205,3 kB	Documento

alla fine delle operazioni descritte, il risultato finale dovrà essere il seguente:

Nome	Dimensione	Tipo
▶ app	4 oggetti	Cartella
▶ data	1 oggetto	Cartella
Emergency data.pdf	205,3 kB	Documento
SAMEDA.bat	955 byte	Testo

Ogni qualvolta sarà necessario scaricare i dati personali e medici sul bracciale, sarà sufficiente far partire l'applicazione eseguendo il file SAMEDA.bat e seguendo le semplici istruzioni che verranno mostrate. Un breve video che vi spiegherà come eseguire ed usare la nuova applicazione è disponibile a questo indirizzo:

[www.samedalife.com/video/scaricamentodati.mp4](http://www.samedalife.com/video/scaricamentodati.mp4)

Sia la nuova versione web sia l'applicazione per lo scaricamento dei dati non modificano le modalità di gestione e protezione dei dati personali e medici, lasciando inalterate le garanzie espresse nell'informativa di progetto relativa alla privacy.

Come sempre, il supporto tecnico risponderà a tutte le email scritte a [support@samedalife.com](mailto:support@samedalife.com).



Cordiali Saluti

Il Team SAMEDA®